


Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.140



Code article:

30641-005-30642

Configuration

Modèle

- ✓ Type G90 Armoire pour bouteilles de gaz
- ✓ Armoire haute avec portes battantes
- ✓ Avec serrure profilée (intégrée à la poignée rotative)
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne G-LINE
- ✓ Groupe modèle G-ULTIMATE-90
- ✓ Modèle G90.205.140
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-2
- ✓ NF EN 16121/16122

- ✓ certifiée GS
- ✓ Conforme CE
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1398 x 615 x 2050
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1245 x 400 x 1858

Couleur

- ✓ corps Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
- ✓ avec portes battantes en Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Équipée avec

- ✓ 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz , profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes, tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1398 x 615 x 2050 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1245 x 400 x 1858 mm
Poids	707,5 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Renouvellement de l'air 120 fois	111 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois)	54 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 120 fois - EK5/AK4)	143 Pa
Charge répartie	571 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-06
ecl@ss 9.1	40-06-30-05
ecl@ss 10.0	40-06-01-11
ecl@ss 11.0	40-06-01-11
Charge maximale (lb)	1 322 lb
ecl@ss 8.1	40-06-30-05

Téléchargements

[Dessin technique](#)

[Mode d'emploi pour armoires de sécurité d'après EN 14470-1 ou EN 14470-2](#)

[Déclaration de conformité CE](#)

[Fiche produit](#)

[Fichiers en deux dimensions \(DWG\)](#)

Caractéristiques du débit volumétrique


Service




Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant

Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 5 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs.

Accessoires





Porte-documents DIN A5
30793



Sangle additionnel
13181



Unité d'extraction
14218



Étagère latérale pour
bouteilles réglable en
hauteur sans outils
30648

Adresse

asecos SARL

Sécurité et protection de
l'environnement Filiale
française
1 Rue Pierre Simon de Laplace
F-57070 Metz

Phone: +33 3 87 78 62 80

Fax.: +33 3 87 78 43 19

configurator@asecos.com

La société

[contact](#)
[catalogues et brochures](#)
[newsletter](#)
[plan d'accès](#)
[mentions légales](#)
[protection de la vie privée](#)
[conditions générales de ventes](#)

Veillez respecter les lois, règles nationales applicables lors de la configuration d'une armoire de sécurité concernant le stockage des matières dangereuses. En cas de doute, les experts asecos restent à votre disposition.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS