

RÉF. #	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	ÉPAISSEUR MM	SANS POUVRE	AQL	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITI-ONNEMENT
73-711	N.A.	Néoprène	Extrémités des doigts adhésives granité	Bord roulé	0.175	Oui	0.65	Vert	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Cf. ci-dessous
73-721	N.A.	Néoprène	Extrémités des doigts adhésives granité	Bord roulé	0.175	Oui	0.65	Vert	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Cf. ci-dessous



La solution la plus élaborée en matière de prévention des allergies

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Fabrication de médicaments aseptiques
- Biotechnologies
- Fabrication de matériel médical
- Manipulation de cytostatiques

CONDITIONNEMENT

73-711 :

Par paires : Une paire de gants par pochette en polyéthylène, emballée hermétiquement dans une enveloppe en polyéthylène ; 10 paires par sachet en polyéthylène scellé, 5 sachets en polyéthylène scellés par sac protecteur, 4 sacs protecteurs par carton doublé ; 200 paires par carton. Toutes les inscriptions figurant sur l'emballage sont imprimées dans une encre compatible avec une utilisation en salle propre et résistante à l'alcool isopropylique. Les sacs en polyéthylène sont munis d'une ouverture facile. Les gants sont triplement emballés afin d'éviter tout risque de contamination.

73-721 :

En vrac : 20 gants main gauche/main droite emballés par compartiments séparés dans un sachet en polyéthylène muni d'une ouverture facile préperforée, 1 sachet en polyéthylène par sac en polyéthylène sous vide, 2 sacs en polyéthylène par sac protecteur sous vide, 5 sacs protecteurs par carton doublé, 200 paires par carton. Toutes les inscriptions figurant sur l'emballage sont imprimées dans une encre compatible avec une utilisation en salle propre et résistante à l'alcool isopropylique. Les gants sont triplement emballés afin d'éviter tout risque de contamination.

Date d'impression: 12-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

DESCRIPTION

- Composé de polychloroprène, le DermaShield® est le gant stérile le plus élaboré du marché.
- Exempt de protéines de latex et d'accélérateurs, il minimise les risques d'allergies tant de type I que de type IV associées au caoutchouc naturel.
- En plus d'offrir une souplesse et un confort équivalents à ceux du caoutchouc naturel à un prix tout aussi compétitif, le DermaShield® assure, de par sa composition en néoprène, une meilleure résistance aux produits chimiques. Sa nouvelle manchette à bord roulé empêche le gant de glisser sur l'avant-bras, optimisant ainsi la protection. DermaShield® : pour une protection optimale du produit et du travailleur.
- Le Dermashield® 73-711 est stérile
- Le DermaShield® 73-721 convient pour sa part aux environnements contrôlés non stériles.

REMARQUES

- Complies to EN455 parts 1 and 2



CATÉGORIE III