

FICHE TECHNIQUE

Référence	673149
Désignation	Fuchsine de Ziehl

Description :

- ✓ Pour Mycobactérie à chaud RAL
- ✓ Utilisée dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. La Fuchsine de Ziehl colore les bactéries à Gram négatif en rose - Utilisée dans les colorations de Ziehl-Neelsen (technique de coloration à chaud) et de Ziehl-Armand (technique à chaud, variante de la coloration de Ziehl-Neelsen)
- ✓ Flacon de 1 litre

Unité de vente :

1 Flacon de Fuchsine de Ziehl
