



Kit HistoPerls

Code produit : **361850-0000**

Composition

- Tampon acide et ferrocyanure de potassium : Code : 361955-0005 10X 5mL
- Rouge nucléaire en solution : Code : 320910-0100 1X 100mL

Applications

Histo-cytologie : la coloration par le Kit HistoPerls permet la mise en évidence des sels ferriques appelés hémossidérine (pigment pathologique retrouvé au niveau du foie, des ganglions et de la moelle).

Les sels ferriques sont colorés en bleu vif.

Les noyaux sont colorés en rouge.

Mise à jour le
21/09/2011