

TouchNTuff® 69-210 et 69-318

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

LATEX DE CAOUTCHOUC
NATUREL



PROJECTION

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	SANS POUVRE	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR MM	CONDITI-ONNEMENT
69-210	Latex de caoutchouc naturel	N.A.	Finition lisse	Bord roulé	Naturel	1.5	Non	6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	240	0,10	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.
69-318	Latex de caoutchouc naturel	N.A.	Finition adhésive	Bord roulé	Naturel	1.5	Oui	5,5 - 6, 6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	240	0,12	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.



Sécurité et confort pour les manipulations délicates

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES


- Analyses de laboratoire
- Fabrication de pièces électroniques
- Industrie pharmaceutique

DESCRIPTION

- Ambidextre, un seul gant pour les deux mains.
- Pratique et économique. Les stocks peuvent être réduits au minimum.
- Souple et agréable à porter. Moins chaud que le vinyle, avec en plus une meilleure préhension et une flexibilité supérieure.
- Disponible en deux versions : poudré et non poudré.

REMARQUES

- Convient pour usage spécifique



CATÉGORIE III



Date d'impression: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu