



hauteur ergot 0,2
vent height 0,2

3 ergots à 120°
3 vents at 120°

Dimensions en mm / All dimensions in mm

Ce plan est la propriété de CORNING Gosselin et ne peut être reproduit sans son autorisation / This drawing is the property of CORNING Gosselin and should not be reproduced without permission

| | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Dessiné par / Drawn by | Validé par / Validated by | Réf. Plan / Drawing ref. | Matière / Raw material |
| H. MORELLE | C. FRESIERS | E_49963_SB93 | PS |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| CORNING | Visa Resp. Service / Dept. Manager visa | Désignation / Designation | |
| | | Boîte Pétri ronde 3 ergots / Round Petri plate 3 vents | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------|
| Feuille / Sheet | Echelle / Scale | Format | Indice |
| 1/1 | 1,5:1 | A3 | A |

