

The logo for ClearLine is displayed in white text on a red, slanted rectangular background. The text "ClearLine" is in a sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "e".

ClearLine[®]

EAU PHYSIOLOGIQUE STERILE à 0,85 %

PRINCIPE

L'eau physiologique à 0,85 % est un diluant isotonique utilisé pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

FORMULE

Ingrédients en grammes pour un litre d'eau purifiée.

Chlorure de sodium 8,50

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture

Flacons, tubes ou poches : 2 et 25°C

La date d'expiration est indiquée sur l'emballage.

UTILISATION

Se conformer aux protocoles en vigueur.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS