

Azlon®

Nouveauté dans
la gamme des
pissettes Azlon®...

Pissettes intégrales rondes Azlon®



Introduction

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle gamme de pissettes intégrales rondes Azlon®. Ces pissettes sont conçues pour une distribution sûre et efficace des liquides, tout en réduisant significativement la contamination.

La nouvelle pissette intégrale ronde Azlon® comporte les noms des produits chimiques et les avertissements de sécurité clés dans quatre langues européennes. Elle est conforme aux exigences européennes en vigueur et reprend l'ensemble des caractéristiques et avantages de cet équipement incontournable en laboratoire.

Les pissettes traditionnelles sont généralement en plusieurs parties : un flacon, un bouchon et un tube interne. Ce tube interne peut constituer une source de contamination lors du remplissage, puisqu'il est généralement placé sur une paillasse.

Noms chimiques en anglais, français, allemand et espagnol, ce qui évite le besoin de plusieurs pissettes dans les pays locuteurs d'une langue européenne.

Formules chimiques et numéro CAS facilitant l'identification du contenu.

Les symboles du système général harmonisé tiennent compte de toutes les nouvelles prescriptions légales, notamment des pictogrammes.

Mention d'avertissement (« Danger ») identifiant le niveau de gravité du danger.

Caractéristiques principales

- Col large facilitant le remplissage
- Capuchons et noms du solvant avec codes-couleurs
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet
- Choix d'étiquettes de solvants imprimées à l'encre indélébile
- Impression personnalisée sur demande

La pissette intégrale ronde Azlon® possède un tube interne intégré qui évite de remettre en place le tube interne lors du remplissage, ce qui réduit le risque de contamination.

Capuchon ventilé avec membrane en PTFE permettant l'évacuation de gaz et évitant les accumulations de pression.

Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet.

Graduations moulées pour mesure approximative du volume.

Tube intérieur intégral évitant la contamination par la paillasse lors du remplissage.

Caractéristiques techniques et informations relatives aux commandes

Pissette intégrale ronde Azlon®

- Pissette col large avec capuchon rouge, jaune, bleu, vert ou orange
- Capacité 500 ml
- Bouchon en PP monobloc à code couleur. Ne se déforme pas
- Bec intégré évitant la contamination



Code produit	Couleur du bouchon	Nombre par paquet
WGW800P	Couleurs assorties : rouge, jaune, bleu, vert et orange	5

Pissette intégrale ronde multilingue Azlon®

- Pissette multilingue à col large
- Capacité 500 ml
- Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
- Cinq étiquettes de solvant intégrant les nouveaux symboles du système général harmonisé, le diamant NFPA, les mentions de risques et consignes de sécurité
- Bouchon en PP monobloc à code couleur. Ne se déforme pas
- Bec intégré évitant la contamination



Code produit	Texte imprimé sur l'étiquette	Couleur du bouchon	Nombre par paquet
WGW801P	Eau distillée	Blanc	5
WGW802P	Acétone	Rouge	5
WGW803P	Méthanol	Vert	5
WGW804P	Alcool isopropylique	Bleu	5
WGW805P	Éthanol	Orange	5

Envoyez-nous toutes vos questions par courriel à enquiries@scilabware.com

SciLabware Limited, Parc Silic- Immeuble PANAMA, 45 Rue de Villeneuve,
94573 Rungis Cedex, France

Téléphone : +44 (0)1782 940 413 | Numéro de fax : +44 (0)1782 940 436



SciLabware est une compagnie de DWK Life Sciences