

**Marqueur précoloré chimioluminescent
pour western blot ClearLine®**

Caractéristiques :

- Marquage permanent
- Permet d'annoter les membranes de transfert en PVDF ou nitrocellulose
- Réagit avec les substrats de l'HRP
- Rapide et sensible – réaction en 10 secondes
- Compatible avec les films radiographiques et les imageurs CCD



Eviter le contact direct avec le produit contenu dans le marqueur

En cas de contact : rincer abondamment avec de l'eau

Unité de vente :

1