

# Pipette multicanale XLS+



## **Pipette multicanale XLS+**

Peso ridotto

Minimo sforzo

Maggiore controllo

Miglior bilanciamento

## **Pipette multicanale leggere**

Prestazioni che si toccano con mano


**METTLER TOLEDO**

# Pipette multicanale XLS+ Rainin

## Peso ridotto e prestazioni di alto livello

**Le nuove pipette multicanale XLS+™ Rainin di METTLER TOLEDO rappresentano, in termini di prestazioni, una soluzione di alto livello nell'ambito del pipettaggio multicanale. Fino al 35% più leggere rispetto ai modelli precedenti, queste pipette sono più semplici da maneggiare e molto più pratiche, anche nell'uso prolungato.**

Per quanto riguarda tecnologia ed ergonomia, le XLS+ sono le pipette multicanale Rainin più avanzate disponibili sul mercato. Dotate del sistema LiteTouch™ brevettato di Rainin (tecnologia LTS™), queste pipette multicanale garantiscono una praticità d'uso eccellente e assicurano il prelievo omogeneo e accurato dei campioni su tutti i canali. Realizzate con materiali di alta qualità e dotate di un'eccellente robustezza, garantiscono affidabilità e omogeneità di funzionamento elevate per lungo tempo. Come per gli tutti gli altri modelli XLS+ Rainin, il chip RFID integrato offre la tracciabilità avanzata dei dati di taratura.




### Peso ridotto

Prestazioni e praticità d'uso eccezionali, anche nell'uso prolungato. Le pipette multicanale XLS+ Rainin sono leggere, solide e ben bilanciate; l'impugnatura ergonomica si caratterizza per l'eccellente finitura.



### Maggiore controllo

Le XLS+ Rainin sono pipette multicanale fra le più reattive e semplici da usare disponibili sul mercato. Tutti i modelli e tutti i range di volume garantiscono un funzionamento fluido e omogeneo dall'inizio alla fine.



### Basta un tocco leggero

Grazie al sistema LTS LiteTouch brevettato di Rainin, insuperabile in termini di ergonomia e semplicità d'uso, l'inserimento dei puntali è estremamente rapido, la tenuta perfetta e l'espulsione molto semplice; per di più, le tenute a bassa resistenza e le molle più morbide riducono al minimo lo sforzo necessario.



### Prelievi omogenei

Grazie alla superficie di tenuta ridotta e all'arresto fisso, il sistema LTS garantisce una tenuta rapida e perfetta su tutti i canali. In nessun caso occorre premere o serrare a mano i puntali per fissarli. La tenuta perfetta garantisce che il prelievo dei campioni sia omogeneo su tutti i canali, sempre.



### Produttività ottimizzata

Le pipette elettroniche multicannale E4 XLS+ Rainin consentono di lavorare con le piastre in modo più rapido. Le modalità special velocizzano il trasferimento di più aliquote, ottimizzano l'esecuzione di diluizioni in serie e consentono di pianificare una serie di trasferimenti in tempi più brevi.



**Modelli Pipet-Lite XLS+ e E4 XLS+**

# Pipette multicanale XLS+ Rainin

## Modelli manuali ed elettronici



### Pipetta multicanale Pipet-Lite XLS+

| N. d'ordine      | Descrizione  | Range di volume |
|------------------|--------------|-----------------|
| <b>8 canali</b>  |              |                 |
| 17013802         | L8-10XLS+    | 0,5-10 µL       |
| 17013803         | L8-20XLS+    | 2-20 µL         |
| 17013804         | L8-50XLS+    | 5-50 µL         |
| 17013805         | L8-200XLS+   | 20-200 µL       |
| 17013806         | L8-300XLS+   | 20-300 µL       |
| 17014496         | L8-1200XLS+  | 100-1.200 µL    |
| <b>12 canali</b> |              |                 |
| 17013807         | L12-10XLS+   | 0,5-10 µL       |
| 17013808         | L12-20XLS+   | 2-20 µL         |
| 17013809         | L12-50XLS+   | 5-50 µL         |
| 17013810         | L12-200XLS+  | 20-200 µL       |
| 17013811         | L12-300XLS+  | 20-300 µL       |
| 17014497         | L12-1200XLS+ | 100-1.200 µL    |

### Pipetta multicanale E4 XLS+

| N. d'ordine      | Descrizione  | Range di volume |
|------------------|--------------|-----------------|
| <b>8 canali</b>  |              |                 |
| 17013792         | E8-10XLS+    | 0,5-10 µL       |
| 17013793         | E8-20XLS+    | 2-20 µL         |
| 17013794         | E8-50XLS+    | 5-50 µL         |
| 17013795         | E8-200XLS+   | 20-200 µL       |
| 17013796         | E8-300XLS+   | 20-300 µL       |
| 17014498         | E8-1200XLS+  | 100-1.200 µL    |
| <b>12 canali</b> |              |                 |
| 17013797         | E12-10XLS+   | 0,5-10 µL       |
| 17013798         | E12-20XLS+   | 2-20 µL         |
| 17013799         | E12-50XLS+   | 5-50 µL         |
| 17013800         | E12-200XLS+  | 20-200 µL       |
| 17013801         | E12-300XLS+  | 20-300 µL       |
| 17014499         | E12-1200XLS+ | 100-1.200 µL    |

Le pipette LTS di Rainin sono state appositamente progettate per essere utilizzate con i puntali LTS.

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Per maggiori informazioni

#### Mettler-Toledo Rainin, LLC

Soggetto a modifiche tecniche  
 © 04/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC  
 Stampato in Svizzera 17700758 Rev E



Quality Certificate ISO 9001  
 Environment Certificate ISO 14001