

# Quand pureté et confort ne font qu'un

## Cônes BioClean Ultra



### Ultra purs

Fabriqués dans des conditions de salle blanche de catégorie 100 000, les cônes BioClean Ultra font l'objet de tests rigoureux garantissant l'absence d'un large éventail de contaminants et sont soigneusement conditionnés pour préserver leur pureté jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'emploi.



### Couvercle à charnière/amovible

Le couvercle multifonction offre une flexibilité totale. Une charnière spéciale permet d'ouvrir le couvercle à 120°. Si vous appuyez plus fort, le couvercle se détache de la boîte. Ces portoirs sont robustes, empilables et entièrement autoclavables.



### Convivialité multicanaux

Que votre pipette soit munie de 8 ou 12 canaux, les parois de la boîte de cônes sont effilées pour permettre un chargement complet ou partiel des cônes.



### S'ouvre d'une seule main

Si, par accident, la boîte Rainin tombe d'une paillasse standard, le loquet restera fermé et les cônes seront maintenus en place, et ce, quelle que soit la dureté de la surface du sol. Mais pour ouvrir, le loquet cède sans effort à la pression douce de l'index et du pouce.

**Remarque :** Nouveau conditionnement pour cônes en portoir RT, Green-Pak™ et SpaceSaver™. TerraRack™, StableRak™ et StableStak™ n'ont pas changé.



## Cônes de pipette BioClean Ultra

### Normes de pureté plus strictes ; Nouveau conditionnement

BioClean™ s'impose depuis longtemps comme la norme pour garantir aux clients que les cônes Rainin sont de haute qualité et exempts de contaminants biologiques. Avec BioClean Ultra, nous avons rendu ces mesures de pointe plus rigoureuses et plus complètes en élargissant les niveaux de détection afin d'inclure les protéines et la protéase.

**BioClean Ultra**™ Avec l'introduction de la norme BioClean Ultra, nous avons introduit un nouveau système de portoir et de recharge qui offre une facilité et une commodité exceptionnelles, en particulier pour les chercheurs qui apprécient le couvercle à charnière.

## Système de portoir et de recharge riche en fonctionnalités

Enfin, un système de portoir et de recharge adapté à vos besoins.



### Une plus grande légèreté

L'intégration d'un plateau et d'une base pour les cônes apporte plus de solidité et de stabilité. Résultat : nous avons réduit la quantité de plastique utilisée dans chacun d'eux de 20 % en moyenne. Moins de plastique signifie plus de légèreté et moins de déchets.



### Empilable

Notre nouveau portoir s'empile sur cinq rangées pour un rangement ordonné et peu encombrant. L'étiquetage haute résolution à l'avant des portoirs fournit des informations détaillées sur les produits dans un format facile à lire. Les plateaux pour cônes de couleur s'étendent le long du périmètre de la boîte, ce qui rend le volume facilement visible.



### Autoclavables

Nos nouveaux portoirs sont entièrement autoclavables et peuvent supporter de nombreux passages dans l'autoclave. Ils peuvent être rechargés soit en utilisant la recharge individuelle, soit à partir de recharges empilées.

**BioClean Ultra**<sup>TM</sup>

La nouvelle référence en matière de pureté des cônes

Pour des résultats précis, vous devez vous assurer que vos cônes de pipette sont exempts de contaminants biologiques. Le programme de tests rigoureux BioClean Ultra de Rainin vous garantit que vous utilisez des cônes haut de gamme de la plus grande pureté.

Contaminants testés	Seuils de détection analysés
---------------------	------------------------------

RNase	$\leq 10^{-9}$ unités Kunitz/ $\mu$ l
-------	---------------------------------------

DNase	$\leq 10^{-7}$ unités Kunitz/ $\mu$ l
-------	---------------------------------------

ADN humain	< 0,32 pg
------------	-----------

ADN bactérien	< 1 pg
---------------	--------

Endotoxines	$\leq 0,001$ EU/ml
-------------	--------------------

ATP	< $2 \times 10^{-12}$ mg/ $\mu$ l
-----	-----------------------------------

Protéines	< 2 ng/ligne (pas de bande visible)
-----------	-------------------------------------

Protéase	$\leq 500$ ng/ml
----------	------------------

Inhibiteurs de PCR	Aucun détecté
--------------------	---------------

Rainin, Pipetting 360<sup>®</sup>, LTS, BioClean et BioClean Ultra, Green-Pak, SpaceSaver, TerraRack, StableStak et StableRak sont des marques de Mettler-Toledo Rainin, LLC.



### Groupe METTLER TOLEDO

Division Laboratoire

Contact local : [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Sous réserve de modifications techniques

© 02/2018 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés

PB-275 Rév. A (A4)

Rainin MarCom

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Pour plus de renseignements