



Casaque de soin stérile

DESCRIPTION

Casaque de soin BARRIER® stérile à usage. Elle est fabriquée en nontissé suivant la méthode de fabrication SPUNLACE.

COMPOSITION

Corps et manches

Matériau nontissé 30 g/m²
en fibres de polypropylène spunbond

Encolure et liens

Matériau nontissé 30 g/m²
en fibres de polypropylène spunbond

Poignets

Jersey blanc 100% polyester

Autres informations

Absence de latex de caoutchouc naturel
Absence de phtalate (DEHP)

RECOMMANDATIONS

Casaque de soin stérile destinée au personnel soignant dans les service infectieux, service d'urgence et de chirurgie (hors zone stérile) en prévention des infections pour protéger le patient et l'équipe chirurgicale de toutes contaminations

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert
- Dispositif médical à usage unique, ne pas réutiliser


CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication rapportée

PROPRIETES

- Fermeture au col avec scratch
- Fermeture dos droit avec des liens

Dimensions casaque



Références	Tailles	Mesures (cm)				
		A	B	C	D	E
616641	L	118,5	114	63	56,5	28

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET PEREMPTION

Conditionnement

Protection de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant le transport, la manutention et le stockage

- **Carton de transport**
- **Boîte distributrice**
- **Unité d'emploi**
Sachet papier/plastique à ouvrir au moment de l'utilisation

Conditions de stockage

Stockage dans des conditions normales (8-40°C, 30-70% d'humidité)

Péremption

5 ans

ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des casques chirurgicaux se fait après chaque utilisation, par la filière d'élimination des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux)

L'emballage, quant à lui, suit le circuit des DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères), sauf s'il a été souillé auquel cas il intègre lui aussi la filière d'élimination des DASRI

ENVIRONNEMENT

La casaque chirurgicale Classic dos droit Performance Standard est conforme à la norme ISO 14001

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / TESTS

La casaque chirurgicale Classic dos droit Performance Standard est conforme à la norme EN 13795

Tests	Unités	Valeurs
Propreté - Matière particulaire	IFM	0
Relargage particulaire	Log 10	0
Perméabilité à l'air	m/s	3,8
Résistance à l'éclatement - état sec	kPa	28
Résistance à l'éclatement - état humide	kPa	21
Résistance à la traction - état sec	N	50/47
Résistance à la traction - état humide	N	50/48

Les données ci-dessus sont mesurées sur le matériau des casques et correspondent à une valeur moyenne

MARQUAGE CE

Classe I stérile
Certificat numéro 01966, délivré par B.S.I. (British Standard Institute), organisme notifié 0086

PRESENTATION

Unité d'emploi = 1 casaque = 1 pièce (pcs)

Référence Labo	Taille	Longueur (cm)	Boîte distributrice (pcs)	Carton (pcs)
616641*	L	118,5	28	56

*Conditionnée avec 1 essuie-mains

CODE CLADIMED : E50AC01

PRODUCTION ET STERILISATION

Fabricant (au sens de la directive 93 /42/CE) :

Mölnlycke Health Care AB,
Box 13080,
S-40252 Göteborg
Suède

Fabricant certifié EN ISO 13485

Certificat numéro MD83345 délivré par B.S.I.

Lieu de fabrication et stérilisation

Fabriqué en Chine par le laboratoire
Mölnlycke Health Care AB

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO)

DISTRIBUTEUR FRANCE

Laboratoire Pharmaceutique Mölnlycke Health Care SAS
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc
59445 Wasquehal Cedex

Service clients :
Tél : 0800 915 188 - Fax : 0800 915 073

Renseignements produits :
Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 56

Matéiovigilance :
Mail : reclamation.qualite@molnlycke.com
Tél : 03 20 12 25 59 - Fax : 03 20 12 25 56

Internet : www.molnlycke.fr

Mölnlycke Health Care et BARRIER® sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

© : Copyright [2015] Mölnlycke Health Care.

