

590200 Surgical Gown PRIMARY Plus

Détails du produit

Dimensions :	L
Caractéristique :	Alcohol repellent, Antistatic treated, High performance, Two towels, Wrapped
Coloris :	Ocean
Stérile :	Stérile
Brand :	BARRIER

Images



Articles livrés

590200-00

Ventes disponibles en: Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie

Pays d'origine: Chine

Durée de conservation: 5 ans

Méthode de stérilisation: Oxyde d'éthylène

Responsabilité de production: Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co. Ltd., Area B, Baihua Road East, South Side of Erji river, Industry Cluster District, Yanling County, 461200 Xuchang, Henan, China

Informations sur l'emballage: First packaging layer is a peel open sterile barrier, paper/plastic. Once opened the sterile barrier cannot be closed again. Second layer is a corrugated dispenser board box. Third layer is a corrugated board transport box

Compatible avec la trousse: Oui

En savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Boîte 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés.

Niveau d'emballage	Quantité	Code GS1 / UDI-DI	lxLxH	Vol	Poids brut/net
Lot consommateur	1	6971004784262			
Boîte distributrice	18	6971004784279			
Carton de transport	36	6971004784286	400x600x350 mm	84 dm3	6.9 / 5.3 kg
Palette	720	7323190280322	800x1200x1900 mm	1824.0 dm3	163.0 kg / 105.2

la matière

Tissus d'origine animale :	Non
Dérivés de sang humain :	Non
Latex de caoutchouc naturel :	Non
Substances médicamenteuses :	Non
Phtalates :	Non
Chlorure de polyvinyle :	Non

Product Composition Accessories

Composant du produit	Composition
Hand Towels	65gsm cellulose fibers. Folded 30.5x34cm
Wrapping paper	45gsm Cellulose fibers. 60x60cm

Product Composition Surgical Gowns

Composant du produit	Composition
Main material	Polypropylene SMS nonwoven 35g/m2 AS & AR
Cuffs	100% Polyester
Outer tie-bands	35g/m2 SMS nonwoven AS & AR
Inner tie-bands	35g/m2 SMS nonwoven AS & AR
Neck band	35g/m2 SMS nonwoven AS & AR
Hook and loop	100% Nylon, Synthetic Resin

Product Performance Surgical Gowns, EN 13795 High Performance

En savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Boîte 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés.



Caractéristiques	Méthode de test	Méthode de test interne	Unité	Exigences - zone critique	Exigences - zone moins critique	Performance du produit - zone critique	Performance du produit - zone moins critique
Resistance to microbial penetration - Dry	ISO 22612	T-1004	CFU	Not required	≤300	N/A	<1
Resistance to microbial penetration - Wet	ISO 22610	T-1005	BI	6	Not required	6.0	N/A
Cleanliness - Microbial	EN ISO 11737-1	T-303	CFU/100 cm ²	≤300	≤300	<1	<1
Linting	EN ISO 9073-10	T-1006	Log ₁₀ (lint count)	≤4.0	≤4.0	Face side (A): 2.2, Back side (B): 2.6	Face side (A): 2.4, Back side (B): 2.5
Resistance to liquid penetration	EN ISO 811	T-280	cm H ₂ O	≥100	≥10	149	33
Bursting strength - Dry	EN ISO 13938-1	T-233	kPa	≥40	≥40	276	152
Bursting strength - Wet	EN ISO 13938-1	T-233	kPa	≥40	Not required	241	N/A
Tensile strength - Dry , MD	EN 29073-3	T-229	N	≥20	≥20	83	35
Tensile strength - Dry , CD	EN 29073-3	T-229	N	≥20	≥20	90	68
Tensile strength - Wet, MD	EN 29073-3	T-229	N	≥20	Not required	83	N/A
Tensile strength - Wet, CD	EN 29073-3	T-229	N	≥20	Not required	93	N/A

Product Performance Surgical Gowns AAMI level 3

Caractéristiques	Méthode de test	Méthode de test interne	Unité	Exigences	Exigences - zone critique	Exigences - zone moins critique	Performance du produit - zone critique
Spray impact	WSP 080.3/AATCC 42	T-1025	g	≤1	≤1	Not required	0
Hydro head	WSP 080.6/AATCC 127	T-1030	cm H ₂ O	≥50	≥50	Not required	141

En savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Boîte 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés.



Product Performance Surgical Gowns Additional tests

Caractéristiques	Méthode de test	Méthode de test interne	Unité	Performance du produit - zone critique	Performance du produit - zone moins critique
Alcohol Repellency Rating	WSP 80.8	T-283	1-10	7	7
WVTR (water vapor transmission rate)	WSP 70.4.R3(12)	T-1024	g/m ² /24 h	9562	55125
Flammability	16CFR.1610.4	N/A	s	>3.5	>3.5
Static Decay	IST 40.2 (NFPA 99)	N/A	s	1*10 ¹⁰ ohm	1*10 ¹⁰ ohm

Technique

Dimension

Référence dimensions	Dimension text	Dimension value
A	Shoulder	23 cm
B	Chest (most narrow part at front)	55 cm
C	Top sleeve	56 cm
D	Armhole	29 cm
E	Cuff length	8 cm
F	Neck	61,5 cm
G	Length, highest point at shoulder	119 cm
H	Circumference	150 cm
I	Width, highest point front reinforcement	42 cm
J	Width, lowest point front reinforcement	73 cm
K	Length, front reinforcement	90 cm
L	Length, sleeve reinforcement	38,8 cm

En savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Boîte 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46 31 722 30 00. The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés.



Classements

Type(s) de réglementation	MDD Class IS
Usage prévu DM :	Surgical gown is intended to be worn by operating room personnel during surgical procedure to protect both the surgical patient and the operating room personnel from transfer of microorganisms, body fluids, and particulate material.
Organisme notifié pour l'ensemble des produits/PPE :	BSi 2797
Publication réglementaire :	Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie

Normes : Les normes présentées ci-dessous constituent une sélection des normes les plus essentielles qui soient respectées.

ANSI/AAMI PB70, EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Étiquette amovible

Oui

Code GMDN (Global Medical Device Nomenclature)

35091 Operating room gown, single-use

UNSPSC

42131702 Surgical gowns

Code de marchandise

6210109200 Wearing apparel mainly made of nonwovens

CE Responsibility

Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co. Ltd, NO. 3 Weilai Road, Industry Cluster District, Yanling Country, Xuchang City, Henen Province, China

Basic UDIDI

69317478SSG0000019C

En savoir plus sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Boîte 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés.

