

HOLTEx+

Négatoscopes Standards

OTA0801, 1 page

OTA0802, 2 pages

OTA0805, 3 pages

Holtex,
30 rue Jean de Guiramand,
13290 Aix en Provence
www.holtex.fr

SPECIFICATIONS:

	Voltage/ Fréquence	Dimensions Ecran (cm)	Dimensions Extérieures (cm)
OTA0801, 1 page	220V/ 50-60 Hz	36 x 43.5	44 x 58 x 12
OTA0802, 2 pages		72x 43.5	80 x 58 x 12
OTA0805, 3 pages		108x43.5	116 x 58 x 12

CONSEILS D' UTILISATION:

Insérer le cordon d'alimentation dans la prise du négatoscope, avant de le brancher sur secteur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Il est déconseillé d'utiliser ce négatoscope dans une pièce humide. Le produit doit être débranché avant toute opération de nettoyage ou de changement du néon.

Si le négatoscope n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous vous conseillons de déconnecter le cordon d'alimentation.



Gvongdong Yvehva Medical Instrument Factory Co. Ltd.
Rongsheng Science And Technology Zone, Daxue Road, Shantou City,
Guangdong, China



Wellkong Ltd f/o Weibng Tech Consulting- Suite B, 29 Harley Street
LONDON W1G 9QR- England, United Kingdom

MAJ 2018.02