

Désignation

- Anaerotest strips pour microbiologie
- Référence : 752272

Unité de vente : 50



Description

- Bandelettes de test pour indiquer une atmosphère anaérobie
- Niveau de qualité : 200
- Compatibilité : Système Anaerocult™
- Application : Les bandelettes Anaerotest™ sont utilisées pour déterminer une atmosphère anaérobie. L'absence ou la présence d'oxygène est indiquée par un changement de couleur dans la zone de réaction de la bande.
- Température de stockage : 15-25°C
- Les bandelettes Anaerotest™ sont conçues pour indiquer une atmosphère anaérobie via un changement de couleur sur la zone de réaction de la bandelette réactive. Une atmosphère anaérobie favorise la croissance des bactéries anaérobies, et cette bandelette peut indiquer l'absence/présence d'oxygène dans l'environnement. Le colorant bleu de méthylène en l'absence d'oxygène subit une réaction de réduction chimique et devient ainsi incolore, indiquant une atmosphère anaérobie totale. La zone de réaction sur la bandelette de test revient à la normale (couleur bleue) lors de la réintroduction d'oxygène dans l'environnement.
- Conditionnement : 50 bandelettes par paquet

