

### TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir or Madam,

On behalf of Laboratorios Conda S.A., we would like to inform you of a recent update regarding the **solubility recommendations for our Bolton Selective Supplement (Cat. 6040)** catalogue.

After some analysis, it has been observed that the product dissolves better **if only water is used, instead of water:ethanol as recommended in the TDS so far**. In addition, the dilution volume has been increased from 2.5 to 5.0 mL.

**We have updated the Technical Data Sheet (TDS)** accordingly, reflecting the new re-suspension recommendation of 100% water in 5 mL/vial. If necessary, please inform any involved customers about this update.

Laboratorios Conda S.A will remain at your complete disposal to provide any further information if needed.

Torrejón de Ardoz, February 2025

Gabriel Barrero  
Quality Technician



## A QUIÉN LE PUEDA INTERESAR

Estimados/as,

En nombre de Laboratorios Conda S.A., queremos informarles sobre una reciente actualización en las recomendaciones de **solubilidad de nuestro catálogo de Suplemento Selectivo Bolton (Cat. 6040)**.

Tras algunos análisis, se ha observado que el producto **se disuelve mejor si sólo se utiliza agua, en lugar de agua:etanol** como se recomendaba hasta ahora en la Ficha Técnica. Además, se ha incrementado el volumen de disolución de 2.5 a 5.0 mL.

En consecuencia, **hemos actualizado la Ficha Técnica (TDS)**, reflejando la nueva recomendación de re-suspensión con un 100% de agua en 5 mL/vial. Por favor, si es necesario, informen a los clientes involucrados sobre esta actualización.

Laboratorios Conda S.A. queda a su entera disposición para proporcionar cualquier información adicional que requieran.

Torrejón de Ardoz, febrero 2025

Gabriel Barrero  
Quality Technician

