

Azlon®

El matraz de lavado integral redondo de Azlon®

Nuevo producto de la gama de matraces de lavado de Azlon®...



Introducción

Nos enorgullece presentar el nuevo matraz de lavado integral redondo a la gama de productos Azlon®. Con este diseño, podrá dispensar líquidos de una manera segura y eficiente, además de obtener protección adicional contra la contaminación.

El matraz de lavado integral redondo Azlon® muestra los nombres químicos y la información clave de seguridad en cuatro idiomas europeos. También cumple con los últimos requisitos de la legislación de seguridad europea, además de contar con todas las características y beneficios habituales de este popular básico de laboratorio.

Los matraces de lavado tradicionales consisten en varios componentes: una botella, un tapón y un tubo interno. El tubo interno puede ser una fuente de contaminación a la hora de volver a llenar el matraz, ya que suele colocarse en la superficie de una mesa de laboratorio.

Características clave

- Boca ancha para un llenado fácil
- Tapones y contenido codificados por color
- Boquilla fina para un control preciso
- Elección de etiquetas de disolventes con tinta indeleble
- Se puede solicitar su impresión personalizada

El matraz de lavado integral redondo de Azlon® cuenta con una pajita interna integrada que elimina la necesidad de colocar el tubo hacia abajo cuando se vuelve a llenar, lo que minimiza el riesgo de contaminación.

Los nombres químicos en inglés, francés, alemán y español eliminan la necesidad de tener múltiples matraces de lavado en los países de habla europea.

Fórmulas químicas y número CAS para una fácil identificación del disolvente contenido.

Los símbolos armonizados globales reflejan los últimos cambios de la legislación europea, incluidos los nuevos pictogramas.

Palabra de advertencia (es decir, "Peligro"): para identificar la gravedad de las declaraciones de peligro.

ACETONE

ACETON ACÉTONE ACETONA

(CH₃)₂CO

CAS No. 67-64-1

Danger / Gefahr / Danger / Peligro

H225, H226, H228, H302, H314, H336

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

100% Acetone

Tapón ventilado con una membrana de teflón que permite la ventilación y evita la acumulación de presión.

La boquilla final proporciona un control preciso.

Graduaciones moldeadas para una medición aproximada del volumen.

El tubo interno integrado evita la contaminación de la mesa de laboratorio a la hora de rellenar el matraz.

Información técnica y de pedido

Matraz de lavado integral redondo de Azlon®

- Matraz de lavado con cuello ancho y tapón rojo, amarillo, azul, verde y naranja
- 500 ml de capacidad
- Equipado con un tapón de PP de una pieza con codificación de color que mantiene su forma durante el uso
- Diseñado con un pico integral para evitar la contaminación



Código del producto	Color del cierre	Cantidad del pack
WGW800P	Pack mixto: rojo, amarillo, azul, verde y naranja	5

Matraz de lavado integral redondo y multilingüe de Azlon®

- Matraz de lavado con cuello ancho y multilingüe
- 500 ml de capacidad
- Impreso con tinta indeleble en inglés, francés, alemán y español
- Elija entre cinco etiquetas de solventes, incluidos los símbolos armonizados globales, el diamante de la NFPA, advertencias de riesgo e información de seguridad
- Equipado con un tapón de PP de una pieza con codificación de color que mantiene su forma durante el uso
- Diseñado con un pico integral para evitar la contaminación



Código del producto	Etiqueta impresa	Color del cierre	Cantidad del pack
WGW801P	Agua destilada	Blanco	5
WGW802P	Acetona	Rojo	5
WGW803P	Metanol	Verde	5
WGW804P	Isopropanol	Azul	5
WGW805P	Etanol	Naranja	5

Envíenos un correo electrónico con sus preguntas a enquiries@scilabware.com

SciLabware Limited, Unit 4, Riverside 2, Campbell Road, Stoke-on-Trent, ST4 4RJ, UK

Teléfono: +44 (0)1782 444406 | Número de fax: +44 (0)1782 940436



SciLabware es una empresa de DWK Life Sciences