

Étiquetez des tubes en quelques secondes

Applicateur d'étiquettes pour tubes



Automatisez l'identification des tubes afin d'augmenter le rendement de votre laboratoire. Combiné avec notre imprimante BradyPrinter i7100, l'applicateur d'étiquettes pour tubes imprime et applique des étiquettes sur les tubes en quelques secondes, permettant ainsi aux scientifiques de se concentrer sur leurs principales responsabilités.

- Augmentez le rendement de votre laboratoire : imprimez et appliquez des étiquettes en quelques secondes sur les tubes avec ou sans bouchon de 10 à 17 mm de diamètre et de 38 à 105 mm de long. Les tubes étiquetés peuvent être retirés manuellement ou éjectés automatiquement dans un bac. Déclenchez l'impression avec une pédale, un capteur ou un contrôleur programmable.
- Étiquettes pour échantillons fiables : nos étiquettes de laboratoire restent en place et intactes tout au long du traitement et du stockage des échantillons. Les étiquettes résistent aux bavures et au maculage lorsqu'elles sont exposées à des produits chimiques de laboratoire et imprimées avec des encres étudiées par Brady.
- Concevez facilement des étiquettes : concevez rapidement des modèles d'étiquettes pour conteneurs d'échantillon à l'aide des applications de la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation. Importez des données depuis Excel, créez des codes-barres et ajoutez du texte lisible par l'utilisateur en quelques clics.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.bradyeurope.com/VialLabelApplicator



Applicateur d'étiquettes pour tubes



Code article	Description
151156	i7100 applicateur d'étiquettes pour tubes

Référence	Code article	Description
I7100-300-P-EU+VLA	307652	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version EU avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100300P-EULABVLA	307658	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version EU avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
I7100-300-P-UK+VLA	307654	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version UK avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100300P-UKLABVLA	307660	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version UK avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
I7100-300-P-US+VLA	307656	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version US avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100300P-USLABVLA	307662	Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version US avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
I7100-600-P-EU+VLA	307653	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version EU avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100600P-EULABVLA	307659	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version EU avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
I7100-600-P-UK+VLA	307655	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version UK avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100600P-UKLABVLA	307661	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version UK avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
I7100-600-P-US+VLA	307657	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version US avec fonction de prédécoulement et applicateur d'étiquettes pour tubes
I7100600P-USLABVLA	307663	Imprimante BradyPrinter i7100 600 dpi – Version US avec fonction de prédécoulement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation



Pour en savoir plus sur la BradyPrinter i7100, rendez-vous sur la page www.bradyeurope.com/i7100

