

# Une qualité et une efficacité optimales

## Étiqueteuse M210-LAB



**Successeur du  
modèle BMP21-LAB**

Bénéficiez désormais d'étiquettes pré-découpées et d'encore plus de consommables pour effectuer les tâches d'étiquetage de laboratoire les plus difficiles. Grâce au formatage automatique intelligent de l'étiqueteuse M210, il vous suffit d'installer une cartouche d'étiquettes, de saisir les données et d'imprimer.

- **Un nouveau nom et une expérience améliorée.** Concevez, créez et imprimez des étiquettes de façon autonome à l'aide d'un clavier simple et intuitif. Réutilisez et adaptez des étiquettes enregistrées en local, ou créez-en de nouvelles de A à Z à l'aide des assistants de conception d'étiquettes intégrés.
- **Un seul étiquetage.** Bénéficiez de plus de 90 cartouches d'étiquettes pré-découpées et continues, fiables, testées et dédiées, qui restent en place et lisibles sur chaque surface et dans tout environnement.
- **Robuste et facile à utiliser.** Remplacez rapidement les cartouches prêtes à l'emploi dans une étiqueteuse légère de 0,7 kg qui peut résister à une chute de 1,8 m et de nombreux chocs.



## Étiquetteuse M210-LAB

| Code article | Description                              |
|--------------|--|
| 152261       | Étiquetteuse M210-LAB - Emballage carton |

Cette étiqueteuse est livrée sous emballage carton avec un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes M21-750-7425.

## Étiquetteuse M210-LAB - Kit Laboratoire

| Code article | Description                                      |
|--------------|--|
| 311319       | Étiquetteuse M210 - Kit Laboratoire - Version EU |
| 311320       | Étiquetteuse M210 - Kit Laboratoire - Version UK |
| 311321       | Étiquetteuse M210 - Kit Laboratoire - Version US |

Ce kit est livré avec une mallette rigide contenant une étiqueteuse M210-LAB, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation, un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes M21-750-7425.

## Accessoires

| Code article | Description  |
|--------------|--|
| 110416       | Adaptateur secteur - Europe - 220V                                 |
| 110417       | Adaptateur secteur - UK - 240V - 3 fiches                          |
| 110937       | Adaptateur secteur - US - 110V                                     |
| 150617       | Sac de protection souple pour les imprimantes portables - M210-LAB |
| 170385       | Pince de ceinture pour étiqueteuses - M210-LAB                     |
| 170420       | Batterie au lithium-ion - M210-LAB                                 |
| 170421       | Mallette rigide pour étiqueteuses - M210-LAB                       |
| 170424       | Accessoire multifonction - M210-LAB*                               |
| 170425       | Aimant - M210-LAB  |

\* L'accessoire multifonction comprend un aimant, une lampe de poche, un support, une attache de boucle de ceinture, une courroie et une sangle. 2 piles AAA requises (non incluses).



## Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse

| Caractéristiques                                 |  |
|--|--|
| Mode d'impression                                | Transfert thermique  |
| Résolution d'impression (dpi)                    | 203  |
| Vitesse d'impression (mm/s)                      | 10,00  |
| Capacité de couleur                              | Monochrome   |
| Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées | Continue & Étiquettes Prédécoupées   |
| Largeur max. de l'étiquette (mm)                 | 19,05  |
| Longueur max. d'impression (mm)                  | 914,40   |
| Nb d'étiquettes max. par jour                    | 100  |
| Impression en mode autonome (sans connexion PC)  | Autonome   |
| Options de connectivité                          | Aucune   |
| Connexion PC                                     | Non  |
| Code à barres                                    | Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code  |
| Catégories de symboles                           | Flèches, Divers, Avertissement   |
| Propriétés physiques                             |  |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)              | 114,30 x 241,30 x 63,50  |
| Poids (kg)                                       | 0,75   |
| Clavier  | ABC  |
| Ecran  | Ecran LCD monochrome   |
| Massicot   | Activation manuelle (d'une seule main)<br>Coupe droite<br>Avec rétention d'étiquette |
| Garantie   | 2 ans  |





## Étiquettes en polyester transparent pour l'étiquetage des bouteilles, des flacons et des boîtes

**F** Congélateur **H** Eau bouillante **A** Autoclave

| Référence               | Couleur              | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>B-430: Polyester</b> |                      |              |              |
| M21-375-430             | Noir sur transparent | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-430             | Noir sur transparent | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-430             | Noir sur transparent | 19,05        | 6,40         |




## Étiquettes en polyester blanc ultra-fines pour les flacons, les tubes et les tubes coniques

**F** Congélateur **N** Azote liquide\* **H** Eau bouillante **A** Autoclave

| Référence                            | Couleur        | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>B-461: Polyester auto-protégé</b> |                |              |              |
| M21-375-461-AW                       | Noir sur blanc | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-461-AW                       | Noir sur blanc | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-461-AW                       | Noir sur blanc | 19,05        | 6,40         |

\* Adaptées à l'azote liquide si elles sont enroulées sur elles-mêmes ou auto-protégées.



## Étiquettes en polyester résistant aux produits chimiques pour les lamelles

- Résiste au DMSO, à l'éthanol et pendant une courte durée au xylène

**F** Congélateur **A** Autoclave

| Référence               | Couleur        | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>B-488: Polyester</b> |                |              |              |
| M21-375-488             | Noir sur blanc | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-488             | Noir sur blanc | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-488             | Noir sur blanc | 19,05        | 6,40         |



## Étiquettes en nylon pour les sacs, les bouteilles et les tubes

- Étiquettes en tissu nylon faciles à manipuler pour les surfaces non rigides et incurvées

**F** Congélateur **N** Azote liquide **A** Autoclave

| Référence                 | Couleur        | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>B-499: Tissu nylon</b> |                |              |              |
| M21-375-499               | Noir sur blanc | 9,53         | 4,88         |
| M21-500-499               | Noir sur blanc | 12,70        | 4,88         |
| M21-750-499               | Noir sur blanc | 19,05        | 4,88         |



## Étiquettes en polypropylène pour les flacons, les tubes, les lamelles et les plaques de puits

- Résiste à l'exposition à l'azote liquide, au congélateur, au bain-marie et à l'autoclave

**F** Congélateur **H** Eau bouillante **A** Autoclave

| Référence                    | Couleur        | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>B-7425: Polypropylène</b> |                |              |              |
| M21-375-7425                 | Noir sur blanc | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-7425                 | Noir sur blanc | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-7425                 | Noir sur blanc | 19,05        | 6,40         |



## L'étiquette soluble dans l'eau adhère bien à la plupart de surfaces et se dissout facilement dans l'eau.

- Cette étiquette est la solution idéale pour l'identification à court terme.

### R Amovible

| Référence            | Couleur        | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>B-403: Papier</b> |                |              |              |
| M21-500-403          | Noir sur blanc | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-403          | Noir sur blanc | 19,05        | 6,40         |



## Étiquettes en vinyle pour l'étiquetage général

- Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Recommandé pour les équipements, les étagères, les armoires et l'identification générale en laboratoire

### F Congélateur

| Référence            | Couleur          | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>B-595: Vinyle</b> |                  |              |              |
| M21-375-595-BL       | Blanc sur bleu   | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-BL       | Blanc sur bleu   | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-BL       | Blanc sur bleu   | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-BR       | Blanc sur marron | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-BR       | Blanc sur marron | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-BR       | Blanc sur marron | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-BK       | Blanc sur noir   | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-BK       | Blanc sur noir   | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-BK       | Blanc sur noir   | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-RD       | Blanc sur rouge  | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-RD       | Blanc sur rouge  | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-RD       | Blanc sur rouge  | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-GN       | Blanc sur vert   | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-GN       | Blanc sur vert   | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-GN       | Blanc sur vert   | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-PL       | Blanc sur violet | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-PL       | Blanc sur violet | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-PL       | Blanc sur violet | 19,05        | 6,40         |
| M21-250-595-WT       | Noir sur blanc   | 6,35         | 6,40         |
| M21-375-595-WT       | Noir sur blanc   | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-WT       | Noir sur blanc   | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-WT       | Noir sur blanc   | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-GY       | Noir sur gris    | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-GY       | Noir sur gris    | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-GY       | Noir sur gris    | 19,05        | 6,40         |
| M21-250-595-YL       | Noir sur jaune   | 6,35         | 6,40         |
| M21-375-595-YL       | Noir sur jaune   | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-YL       | Noir sur jaune   | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-YL       | Noir sur jaune   | 19,05        | 6,40         |
| M21-375-595-OR       | Noir sur orange  | 9,53         | 6,40         |
| M21-500-595-OR       | Noir sur orange  | 12,70        | 6,40         |
| M21-750-595-OR       | Noir sur orange  | 19,05        | 6,40         |

► Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.bradyeurope.com/M210](http://www.bradyeurope.com/M210)

