


FICHE TECHNIQUE

Référence	862529
Désignation	Kit tube de transport




Description :


- ✓ Tube transport 10ml diamètre 16mm avec 3ml milieu VTM et un sac Biohazard
- ✓ Écouvillon de collecte jetable, composé d'un bâtonnet en plastique clipsable et d'un applicateur en nylon
- ✓ Emballage prêt à l'emploi et facile à déchirer, évite efficacement la contamination croisée
- ✓ Fourni avec un sac d'échantillons Biohazard, assure un transport sûr et fiable



1. Décollez la pochette et collectez




2. Mettre l'écouvillon dans le milieu



3. Enclenchez le bâton de l'écouvillon



4. Vissez le bouchon du tube



5. Etiqueter l'information



6. Mettre dans le sac Biohazard

Unité de vente :

400 Kits