

SOINS DES YEUX STATION DIPHOTERINE®



Station complète de soins à la Diphotérine® pour traiter les projections de produits chimiques dans les yeux ou sur la peau. Indispensable pour neutraliser les brûlures provoquées par des substances corrosives (acides / bases) et irritantes (solvants / huiles.)

Caractéristiques :

La station Diphotérine® contient :

- 2 flacons lave œil 500 ml de Diphotérine®
- 1 flacon lave œil 200 ml de solution ophtalmique
- 1 spray 200 ml de Diphotérine®

La Diphotérine® neutralise intégralement et rapidement les projections de solutions alcalines (base) ou acides et les solvants. Elle décontamine totalement la projection chimique à l'intérieur et à l'extérieur des tissus et ramène le niveau de Ph dans l'œil à 7,4 en quelques secondes. Les brûlures provoquées par des acides forts ou des produits chimiques sont donc stoppées.

Le lave œil 200 ml de solution ophtalmique (AfterWash) répond à la nécessité d'un lavage de surface et permet de réhydrater l'œil après l'utilisation de la Diphotérine®. Il peut également être utilisé dans en cas de projection de corps étranger dans l'œil.

Le spray 200 ml de Diphotérine® est prévu pour les projections de produits chimiques sur le visage, les mains et le corps.

Station complète équipée d'un couvercle hermétique aux projections de liquides et des poussières. Prévue pour une fixation murale.

DLUO : 2 ans

Poids : 2.9 kg

- **Code Article ESCULAPE : 820 52 06**
- **Code douanier : 3 824 9098**
- **Origine : France**