



PHAGO'WASH NEUTRAL

Détergent neutralisant liquide à base d'acide phosphorique pour le nettoyage en laveurs



POINTS FORTS :

- Détergent acide à fort pouvoir détartrant
- Neutralisant à faible concentration
- Contact alimentaire

Conditionnement

Présentation	Code	Nombre d'unités/carton
Bidon de 5 litres	70023	2 unités
Bidon de 10 litres	70024	1 unité
Fût de 200 litres	70027	1 unité



PHAGO'WASH NEUTRAL

Domaines d'utilisation

- Usage LDI : **PHAGO'WASH NEUTRAL** est utilisé comme neutralisant liquide à faible concentration avec les détergents alcalins de la gamme **PHAGO'WASH**
- Elimination des résidus alcalins en stérilisation.
- Entretien des cages et des biberons.

Mode d'emploi

Concentration d'utilisation du produit :

- 2 à 5 ml/litre

Nature chimique du principe actif du produit

- Acide phosphorique

Caractéristiques du produit

- Aspect : liquide limpide incolore
- Odeur : acide

Recommandations

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Consulter préalablement la notice d'instruction du laveur.
- Consulter préalablement la notice d'instruction du matériel à traiter pour vérifier les informations relatives à la comptabilité avec les neutralisants.
- Vérifier avant utilisation que le détergent utilisé pour le laveur est de nature basique.

Précautions d'emploi

- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site internet : www.quickfds.com