



Tel : 01 60 26 91 91
 Fax : 01 60 26 84 62
 Email : info@e3cortex.fr
 Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000915

Indice : 1

BIOTAINER 0.25L HOMOLOGUE 4GU

CARACTERISTIQUES

Destination :

L'emballage BIOTAINER est un module de conditionnement pour transfert de produits infectieux de la classe 6.2 en température ambiante (ou dirigée avec un OVERPACK, nous consulter).

Agréments :

L'emballage BIOTAINER est homologué O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR).

Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Une enveloppe en carton, fond automatique ①
- Un calage en carton ②
- Un récipient secondaire étanche conforme aux épreuves de pression différentielle à 95 kPa destiné à recevoir le(s) récipient(s) primaire(s). ③
- Fermeture par bouchon vissant équipé d'un joint. ④
- Une feuille de tissu absorbant à l'intérieur du récipient. ⑤

Qualité des matériaux :

- Enveloppe: Carton micro cannelure
- Calage: Carton micro cannelure préformé
- Pot: Plastique PP autoclavable (à 121°C / 30 min)
- Joint: Plastique PE non autoclavable
- Bouchon: Plastique PEHD non autoclavable

Caractéristiques :

Référence	3BIO000915
Dimensions Ext.	110 x 100 x 220 mm
Dimensions Intérieures	97 x 97 x 212 mm
Dimension du Récipient	∅40 x hauteur 185mm
Masse à vide	0,195 Kg
Masse maxi. autorisée	0,304 Kg
Conditionnement par carton de	24 pièces
Dimensions du carton de conditionnement	630 x 430 x 240 mm
Quantité par palette	24 cartons (soit 576 Bio 0,25L)
Dim. Et Hauteur maxi de la palette	120x100 cm et H : 215 cm
Poids maxi de la palette (130x90 cm)	Env. 230 Kg

VUE D'ENSEMBLE



Propriétés :

L'emballage BIOTAINER permet le transfert de produits infectieux en température ambiante. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide. L'emballage BIOTAINER peut être combiné à une glacière (OVERPACK) pour les expéditions en température dirigée.

Options :

L'emballage BIOTAINER peut être personnalisé à la demande du client (marquage couleur, carton couleur, logos...), selon quantité.

L'emballage BIOTAINER a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Un mode d'emploi détaillé permet la mise en œuvre sans risque d'erreur. Il ne peut être utilisé qu'avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

Rédacteur : Q Reimann	Date : 19/08/2020	Visa : QR	EQR04 /Fichtech 01D
Modifié par :	Date :	Visa :	
Approbateur : A PASCAL	Date : 25/08/2020	Visa : AP	






Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000915

Indice : 1

BIOTAINER 0.25L HOMOLOGUE 4GU



Dessiner par :	Valider par : SAMY_JEROME	Approuver par : - date: SAMY JEROME le 19/09/2003	Date : 19/09/2003	Echelle 1/1
		BIOTAINER_0.25L		
		RECIPIENT_SECONDAIRE		

Rédacteur : Q Reimann	Date : 19/08/2020	Visa : QR	EQR04 /Fichtech 01D
Modifié par :	Date :	Visa :	
Approbateur : A PASCAL	Date : 25/08/2020	Visa : AP	