

CARACTERISTIQUES

VUE D'ENSEMBLE

Destination :

Le **CRYOPACK 6.2 / 12L PU** est un conditionnement destiné à l'expédition de matières infectieuses (matières identifiées dans la classe 6, division 6.2 des réglementations IATA, ADR et IMDG).

Agréments :

Le **CRYOPACK 6.2 / 12L PU** est homologué O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR)
 Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Composition :

- Une enveloppe en carton avec poignées. ①
- Une sachet plastique ②
- Une barrière isotherme en polyuréthane. ③
- Un récipient secondaire étanche destiné à recevoir les récipients primaires comprenant 4 feuilles de tissu absorbant et 4 bandes de calage (Bullpack). ④
- Un jeu de cales en carton. ⑤
- Un couvercle ⑥
- Une étiquette ⑦

CRYOPACK COMPLET comprend les repères :

1+2+3+4+5+6+7


CRYOPACK VIDE comprend les repères : 1+2+3+5+6+7

Qualité des matériaux :

- Carton : coloris kraft, qualité DD 60 Kg avec impression.
- Barrière PU : épaisseur 30 mm, densité 33 Kg/m³.
- Récipient secondaire étanche en acier, ouverture totale, fermeture par couvercle à levier + anneau d'inviolabilité.

Caractéristiques :

| Type | CRYOPACK COMPLET | CRYOPACK VIDE |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Référence | 3CRY001146 | 3CRY001147 |
| Dimension Ext. | 343 x 343 x 730 mm | |
| Dimension Utile (récipient) | Ø230 x h295 mm | Aucun |
| Référence du récipient : | 3CRY001148 | |
| Masse à vide | 5.048 Kg | 2.732 Kg |
| Masse maxi. autorisée | 15 Kg | |
| Quantité par palette | 15 | |
| Hauteur maxi de la palette | 205 cm | |
| Poids maxi de la palette (1200x800mm) | Env : 91 Kg | Env : 56 Kg |



Propriétés :

Le **CRYOPACK 6.2/12L PU** permet le transport de matières infectieuses en température négative ou positive basse (+2 à +8°) grâce à l'utilisation d'une source réfrigérante adaptée.


Options :

- Sac PE étanche pour transfert d'organes
- Source réfrigérantes en fonction de la température à conserver

Le CRYOPACK a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Un mode d'emploi détaillé permet la mise en œuvre sans risque d'erreur. Il ne peut être utilisé qu'avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| Rédacteur : W Richard | Date : 23/01/2008 | Visa : | EQR04 /Fictech 01D |
| Modifié par : Y Chaillou | Date : 21/12/2012 | Visa : | |
| Approbateur : A Pascal | Date : 22/11/2012 | Visa : | |

**CRYOPACK 6L et 12L PU / FRAIS
21 GELS EUTECTIQUES DE 400 GRS**



**CRYOPACK 6 L et 12 L PU / CONGELATION
23 KG GLACE CARBONIQUE**

