




# C'est dans la boîte

## Les nouvelles Eppendorf Storage Boxes

Une solution complète pour le stockage de vos échantillons ! Ce concept modulaire complet vous permet de choisir les combinaisons de boîtes optimales pour vos besoins de stockage.

Les dimensions extérieures sont compatibles avec la plupart des systèmes de racks de congélateurs. En outre, les différentes versions de grilles s'adaptent parfaitement à tous les formats habituels de tubes : cryotubes, microtubes, tubes coniques de 15 mL et 50 mL et autres récipients de laboratoire. Cette solution à faible encombrement ainsi que les nombreux avantages de l'application vous aident à optimiser le stockage et l'archivage de vos échantillons.

- > La combinaison du polypropylène (PP) de haute qualité avec un concept bien étudié assure une grande stabilité dimensionnelle assortie d'une facilité d'ouverture et de fermeture
- > Utilisation optimale de l'espace du congélateur grâce à une combinaison flexible de différents formats de boîtes
- > Code alphanumérique gravé au laser pour chaque emplacement d'échantillon
- > Couvercle transparent pour une inspection facile et rapide des échantillons



## Flexible et stable

- > Profitez pleinement de l'espace du congélateur grâce à des options de combinaison flexibles et optimales des différents formats.
- > Que ce soit pour refroidir à  $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$  pour le stockage des échantillons ou pour l'autoclavage ( $121\text{ }^{\circ}\text{C} / 20\text{ min}$ ) pour la stérilisation, les boîtes de stockage Eppendorf ne se déforment pas !

## Fiable

- > Référencement facile des échantillons grâce au code alphanumérique gravé au laser de chaque emplacement d'échantillon :
  - > Minimise le risque d'erreurs d'attribution
  - > Offre une lisibilité à contraste élevé
  - > Permanent
- > Code individualisé possible sur le couvercle grâce à 5 champs d'étiquetage.

## Innovant et sûr

- > Boîtes de tubes coniques 15 mL et 50 mL avec fentes de ventilation pour un refroidissement homogène. Cela évite d'endommager les tubes ou de les casser, ce qui se produit souvent lors de la congélation de tubes longs dans des boîtes fermées.

## Informations pour la commande

Désignation	Réf.
<b>Eppendorf Storage Boxes 10 x 10</b> , pour 100 tubes avec alésage intérieur, 3 unités, hauteur 52,8 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.508
<b>Eppendorf Storage Boxes 9 x 9</b> , pour 81 tubes à capuchon vissé de 1-2 mL, 3 unités, hauteur 52,8 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.516
<b>Eppendorf Storage Boxes 9 x 9</b> , pour 81 tubes à capuchon vissé de 3 mL, 2 unités, hauteur 76,2 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.540
<b>Eppendorf Storage Boxes 9 x 9</b> , pour 81 tubes à capuchon vissé de 4-5 mL, 2 unités, hauteur 101,6 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.567
<b>Eppendorf Storage Boxes 8 x 8</b> , pour 64 tubes de 1-2mL, 3 unités, hauteur 52,8 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.524
<b>Eppendorf Storage Boxes 5 x 5</b> , pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur 63,5 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.532
<b>Eppendorf Storage Boxes 5 x 5</b> , pour 25 tubes de 5 mL avec capuchon vissé, 2 unités, hauteur 76,2 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.613
<b>Eppendorf Storage Boxes 5 x 5</b> , pour 25 tubes 15 mL, 2 unités, hauteur 127 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.583
<b>Eppendorf Storage Boxes 3 x 3</b> , pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur 127 mm, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ , autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140.591

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France  
[eppendorf@eppendorf.fr](mailto:eppendorf@eppendorf.fr) · [www.eppendorf.fr](http://www.eppendorf.fr)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)