

Compléments pour tubes à essai, entonnoirs, bechers, verrerie à col large pour PG 8504, PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD, PG 8535 et PG 8536



E 103/1 Complément 1/4

- Identique à E 103, mais pour tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm avec couvercle A 13
- Largeur des mailles 9 x 9 mm
- H 192 (212), l 200, P 320 mm

E 139/1 Complément 1/4

- Identique à E 103, mais pour tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm avec couvercle A 13
- Largeur des mailles 9 x 9 mm
- H 223 (243), l 200, P 320 mm



E 149 Complément 1/4

- Pour 80 tubes à essai jusqu'à 16 x 105 mm avec couvercle A 13
- 80 compartiments 18 x 18 mm
- Largeur des mailles du fond 8 x 8 mm
- Couvercle disponible auprès du service après-vente
N° Mat. : 05618390
- H 132 (152), l 200, P 320 mm



A 13 Couvercle

- Pour compléments E 103, E 104, E 105 et E 139 en remplacement
- En inox
- Plaque de tôle 1 mm largeur de mailles 8 mm cadre 4 mm

E 103/1 Complément 1/4

- Pour env. 200 tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm
- Divisé en 6 compartiments avec couvercle A 13
- Largeur des mailles 8 x 8 mm
- H 102 (122), l 200, P 320 mm

E 104/1 Complément 1/4

- Identique à E 103, mais pour tubes à essai jusqu'à 12 x 105 mm avec couvercle A 13
- Largeur des mailles 8 x 8 mm
- H 132 (152), l 200, P 320 mm



AK 12 Complément 1/2

- Pour entonnoirs, bechers, verreries à col large, etc.
- H 67/127, l 225, P 442 mm



A 14 Couvercle 1/4

- Pour complément AK 12
- En inox
- Découpe 7 x 7 mm, entretoise 3 mm
- H 20, l 210, P 210 mm

Utilisation	PG 8504	PG 8583	PG 8593	PG 8583 CD	PG 8535	PG 8536	Panier supérieur	Panier inférieur	N° matériel	Code Art.
E 103/1	•	•	•	•	•	•	•	•	6907630	69.5103.02
E 104/1	•	•	•	•	•	•	•	•	6907640	69.5104.02
E 105/1	•	•	•	•	•	•	•	•	6907650	69.5105.02
E 139/1	•	•	•	•	•	•	•	•	6907660	69.5139.02
E 149	•	•	•	•	•	•	•	•	3808800	69.5149.01
A 13	•	•	•	•	•	•	•	•	3810200	69.7450.01
AK 12	•	•	•	•	•	•	•	•	3830510	69.5012.01
A 14	•	•	•	•	•	•	•	•	3981970	69.7450.02