

Compléments pour bechers, verreries à col large, cylindres gradués pour PG 8504, PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD, PG 8535 et PG 8536



E 106 Complément 1/2 (Fig.)

- Pour verreries à col large, cylindres gradués, etc.
- 10 crochets, H 175 mm
- 16 crochets, H 105 mm, écartement d'env. 60 mm
- H 186, l 195, P 430 mm

E 106/1 Complément 1/2

- Avec 26 petits crochets, de 105 mm, écartement d'env. 60 mm
- H 116, l 195, P 410 mm

E 106/2 Complément 1/2

- Avec 13 grands crochets, de 175 mm, écartement d'env. 85 mm
- H 186, l 180, P 420 mm



E 109 Complément 1/2 (Fig.)

- Pour 21 bechers jusqu'à 250 ml
- 21 x 3 supports
- H 155, l 230, P 460 mm

E 110 Complément 1/2

- Pour 10 bechers de 250 à 600 ml
- 10 x 3 supports
- H 175, l 230, P 460 mm

E 111 Complément 1/2

- Pour 8 bechers de 600 à 1 000 ml
- 8 x 3 supports
- H 205, l 230, P 460 mm

E 144 Complément 1/2

- Pour 18 bechers jusqu'à 250 ml
- 18 x 3 supports
- H 131, l 200, P 445 mm

Utilisation	PG 8504	PG 8583	PG 8593	PG 8583 CD	PG 8535	PG 8536	Panier supérieur	Panier inférieur	N° matériel	Code Art.
E 106	•	•	•	•	•	•		•	3808310	69.5106.01
E 106/1	•	•	•	•	•	•	•	•	3808320	69.5106.02
E 106/2	•	•	•	•	•	•		•	3808330	69.5106.03
E 109	•	•	•	•	•	•		•	3808360	69.5109.01
E 110	•	•	•	•	•	•		•	3808390	69.5110.01
E 111	•	•	•	•	•	•		•	3808420	69.5111.01
E 144	•	•	•	•	•	•	•	•	3808710	69.5144.01