

Compléments pour bechers, verreries à col large, cylindres gradués pour PG 8504, PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD, PG 8535 et PG 8536



E 106 Complément 1/2 (Fig.)

- Pour verreries à col large, cylindres gradués, etc.
- 10 crochets, H 175 mm
- 16 crochets, H 105 mm, écartement d'env. 60 mm
- H 186, l 195, P 430 mm

E 106/1 Complément 1/2

- Avec 26 petits crochets, de 105 mm, écartement d'env. 60 mm
- H 116, l 195, P 410 mm

E 106/2 Complément 1/2

- Avec 13 grands crochets, de 175 mm, écartement d'env. 85 mm
- H 186, l 180, P 420 mm



E 109 Complément 1/2 (Fig.)

- Pour 21 bechers jusqu'à 250 ml
- 21 x 3 supports
- H 155, l 230, P 460 mm

E 110 Complément 1/2

- Pour 10 bechers de 250 à 600 ml
- 10 x 3 supports
- H 175, l 230, P 460 mm

E 111 Complément 1/2

- Pour 8 bechers de 600 à 1 000 ml
- 8 x 3 supports
- H 205, l 230, P 460 mm

E 144 Complément 1/2

- Pour 18 bechers jusqu'à 250 ml
- 18 x 3 supports
- H 131, l 200, P 445 mm

| Utilisation | PG 8504 | PG 8583 | PG 8593 | PG 8583 CD | PG 8535 | PG 8536 | Panier supérieur | Panier inférieur | N° matériel | Code Art. |
|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|------------------|------------------|-------------|------------|
| E 106 | • | • | • | • | • | • | | • | 3808310 | 69.5106.01 |
| E 106/1 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3808320 | 69.5106.02 |
| E 106/2 | • | • | • | • | • | • | | • | 3808330 | 69.5106.03 |
| E 109 | • | • | • | • | • | • | | • | 3808360 | 69.5109.01 |
| E 110 | • | • | • | • | • | • | | • | 3808390 | 69.5110.01 |
| E 111 | • | • | • | • | • | • | | • | 3808420 | 69.5111.01 |
| E 144 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3808710 | 69.5144.01 |