

eppendorf



# A portée de main

Eppendorf Pipette Holder System



## Portoir Pipette 2 et Portoir Chargeur 2



Protégez votre précieuse pipette des possibles dommages, contaminations ou produits chimiques répandus sur la paillasse. Les portoirs individuels acceptent une pipette manuelle ou électronique. Le Portoir Chargeur 2 permet que votre Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Xplorer plus ou Multipipette® E3/E3x soit toujours complètement chargée et prête à l'emploi. Le nouveau Portoir Pipette 2 est conçu pour une Eppendorf Multipipette M4. Avec le support de pipette correspondant, il s'adapte également parfaitement à une pipette monocanal ou multicanal des modèles Eppendorf Research® plus ou Eppendorf Reference® 2.



## La perfection jusque dans les détails

Les supports rotatifs accueillent toutes les pipettes manuelles Eppendorf actuelles et certains modèles antérieurs.



Les pictogrammes indiquent clairement sur chaque support le modèle de pipette compatible.



Tous les modèle de supports de pipettes, chargeur ou non, sont interchangeables rapidement, sans outils.



Supports compatibles d'un côté avec les pipettes Eppendorf Research et de l'autre avec les pipettes Reference.



Grande poignée pour transporter facilement les carrousels d'une paillasse à l'autre.



Les larges patins en caoutchouc protègent les carrousels et les portoirs des liquides répandus sur la paillasse.



## Support Pipette 2 et Support Chargeur 2

Choisissez parmi une vaste gamme de supports pour tous les instruments manuels et électroniques Eppendorf actuels et la plupart des modèles antérieurs. Placez votre pipette et votre Multipipette là où vous en avez besoin : au mur, sur l'étagère au-dessus de votre

paillasse ou dans une hotte à flux laminaire. En outre, tous les supports peuvent être installés sur le Carrousel Pipette 2. Des Supports Chargeur 2 pouvant être installés sur le Carrousel Chargeur 2 sont également disponibles.

Contacts électriques robustes conçus pour une longue durée de vie sans remplacement.




Les contacts en V assurent une connexion électrique stable entre le support chargeur et l'appareil électronique.




Le cordon d'alimentation non utilisé s'enroule sous le socle pour que votre paillasse reste nette et propre.



Avec un diamètre de 18,5 cm, l'encombrement est minimal.



L'électronique de recharge intelligente gère jusqu'à six pipettes Eppendorf Xplorer ou Multipipettes électroniques.



Le connecteur magnétique s'enlève très facilement et en douceur pour éviter la chute de pipettes.

## Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2

Conservez toutes vos pipettes et Multipettes Eppendorf à portée de main. Le Carrousel Pipettes 2 pour pipettes manuelles et le Carrousel Chargeur 2 pour pipettes électroniques offrent plus de flexibilité et plus de capacité que jamais.

Le Carrousel Pipettes 2 prend en charge jusqu'à six pipettes Eppendorf mono et multicanaux. Ce support rotatif de conception entièrement nouvelle accepte toutes les pipettes actuelles et la plupart des pipettes manuelles antérieures, y compris les Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 et Biomaster®.

Le Carrousel Chargeur 2 offre 50% de capacité en plus et accueille jusqu'à six pipettes électroniques Eppendorf Xplorer ou Xplorer plus. Utilisé avec des supports chargeurs optionnels, il peut charger jusqu'à six Eppendorf Multipette E3/E3x ou Multipette stream/Xstream. En plus des pipettes électroniques, le Carrousel Chargeur 2 est également parfait pour les pipettes manuelles Eppendorf s'il est équipé des supports de pipette en option.

### Plus de flexibilité

- > Les carrousels accueillent tous les types de pipettes et Multipettes Eppendorf
- > Toutes les pipettes Eppendorf manuelles vont dans un support rotatif



### Plus de capacité

- > Carrousel Chargeur 2 pour jusqu'à six pipettes électroniques
- > Les carrousels accueillent les pipettes manuelles et électroniques

### Plus pratique

- > Supports de pipettes interchangeables, pas d'outils nécessaires
- > Cordon d'alimentation enroulable

### Plus de sécurité utilisateur

- > Connecteur magnétique pour branchement rapide et facile
- > De larges patins en caoutchouc protègent le carrousel des liquides répandus sur la paillasse



> Plus d'informations sur:  
[www.eppendorf.com/pipetteholder](http://www.eppendorf.com/pipetteholder)


## Nomenclature

Désignation	Code
<b>Carrousel Pipettes 2</b> , pour 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 or Biomaster®. D'autres supports de pipette sont disponibles en option	3116 000.015
<b>Carrousel Chargeur 2</b> , pour 6 Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, adaptateur secteur compris. D'autres supports (pipettes ou chargeurs) sont disponibles en option	3116 000.023
<b>Portoir Chargeur 2</b> , pour une Eppendorf Xplorer® ou une Eppendorf Xplorer® plus. S'utilise avec l'adaptateur secteur fourni avec l'Eppendorf Xplorer® ou l'Eppendorf Xplorer® plus	3116 000.031
<b>Portoir Chargeur 2</b> , pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream. S'utilise avec l'adaptateur secteur fourni avec l'Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream	3116 000.040
<b>Portoir Pipette 2</b> , pour une Eppendorf Multipette® M4, sans fonctionnalité de chargements. D'autres supports de pipette sont disponibles en option	3116 000.058
<b>Support Pipette 2</b> , pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, pour Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive comprise	3116 000.112
<b>Support Pipette 2</b> , pour un Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, pour Carrousel Pipettes 2 ou montage mural, bande adhésive comprise, sans fonctionnalité de chargement	3116 000.120
<b>Support Pipette 2</b> , pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour Carrousel Pipettes 2 ou montage mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité chargement	3116 000.139
<b>Support Pipette 2</b> , pour une Eppendorf Multipette® M4, pour Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2 ou montage mural, bande adhésive comprise, sans fonctionnalité de chargement	3116 000.147
<b>Support Chargeur 2</b> , pour une Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, pour Carrousel Chargeur 2, avec fonctionnalité de chargement	3116 602.007
<b>Support Chargeur 2</b> , pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour Carrousel Chargeur 2, avec fonctionnalité de chargement	3116 603.003

### Pour en savoir plus sur le nouveau Pipette Holder System

L'Eppendorf Pipette Holder System offre une très grande flexibilité d'utilisation, que ce soit avec les carrousels, les portoirs et les supports muraux pour tous les instruments de manipulation de liquides, manuels et électroniques, Eppendorf actuels et la plupart des modèles antérieurs.

> [www.eppendorf.com/pipetteholder](http://www.eppendorf.com/pipetteholder)



**Votre distributeur local :** [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf France · 2 à 6 rue du Château d'Eau  
78360 Montesson · France  
eppendorf@eppendorf.fr · [www.eppendorf.fr](http://www.eppendorf.fr)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)