




STERIGENE

Ingénierie des procédés propres et stériles

FICHE TECHNIQUE	LINGETTES STERILES IMPREGNEES D'ALCOOL 70/30 + EAU DI
	REFERENCES : SHI30791XX & SHI30792XX (ethanol denature) SHI30793XX (IPA)

Une gamme de lingettes en 100% polyester tricotées à faible relargage particulaire imprégnées d'alcool sans spores

Avantages

■ Application rapide et efficace

Extrêmement absorbantes les lingettes permettent un nettoyage rapide des surfaces, équipements et outils de production. Les lingettes restent mouillées pendant toute l'application assurant un contact de l'alcool sur toute la surface. L'essuyage avec une lingette humide améliore l'efficacité de la procédure de nettoyage et de désinfection.



■ Facile à utiliser

Les lingettes Klerwipe sont pliées de façon à les rendre facilement extractibles de la pochette, même avec le port de gants. Utiliser une lingette pré-imprégnée élimine les risques de pulvérisation excessive, réduit les risques d'inhalation, particulièrement dans les espaces réduits.

■ Idéale pour les environnements stériles.

Chaque pochette emballée en double sachet, est refermable et ne contient que 15 lingettes à faible relargage particulaire, ce qui est suffisant la plupart du temps à l'utilisation sans compromettre la stérilité.

■ Utilisable sur les surfaces en contact direct avec le produit

L'alcool va s'évaporer complètement, les lingettes ne contiennent pas de liant chimique aucun résidu chimique ne reste. De ce fait les lingettes Klerwipe 70/30 alcool sont particulièrement recommandées pour un usage sur des surfaces en contact direct avec le produit, ou les résidus sont inacceptables.

■ Formats pour tous les besoins

Vous trouverez une sélection des lingettes pré-imprégnées d'alcool stérile pour convenir aux différents besoins. Les pochettes de lingettes sont disponibles soit en taille standard de 200 x 200 mm ou de taille 300 x 300 mm. Vous avez aussi le choix entre les lingettes en 100% polyester ou les lingettes à faible relargage particulaire. Les lingettes sont imprégnées soit avec un IPA 70% v/v ou de l'alcool éthylique dénaturé mélangé avec de l'eau dé-ionisée. De plus des lingettes en sachet individuel ou en tubes de différentes tailles sont disponibles.

2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com
E-mail : sterigene@sterigene.com



STERIGENE

Ingénierie des procédés propres et stériles

Description

Les différentes lingettes sont imprégnées d'alcool filtré à 0,2µm, emballé en double sac dans une salle propre grade G (Classe ISO 7) puis irradié selon un procédé validé jamais à moins de 25kGy.

Les lingettes sont imprégnées de Klercide 70/30 IPA, un mélange à 70% v/v d'alcool Isopropylique et d'eau dé-ionisée, or Klercide 70/30 Denatured Ethanol, un mélange à 70% v/v d'Ethanol dénaturé avec de l'eau dé-ionisée.

Les lingettes en 100% polyester sont en tissu tricoté circulaire de 115g/m². Les lingettes en tissu à faible relargage particulaire sont en tissu polyester/ cellulose à 68 g/m², hydro-enchevêtré sans liant. Les lingettes des tubes sont à faible relargage particulaire non tissées

Sachet de lingettes

Chaque sachet contient 15 lingettes pour éviter le gaspillage à la fin de chaque production. Le sachet en polyéthylène équipé du dispositif d'ouverture facile Klertear qui facilite l'ouverture et la refermeture même avec les mains gantées, évitant que les lingettes ne sèchent. L'emballage lui-même ne génère pas de particules. Ce dispositif est disponible sur tous nos sachets refermables.

Les lingettes d'alcool Klerwipe 70/30 sont aussi disponibles en sachet imperméable VHP (vaporised hydrogen peroxide) pour les isolateurs à gaz.

Les lingettes en sachet individuel

Lingettes pliées en sachet individuel facile à ouvrir. 50 pochettes sont doubles emballées avant gamma irradiation. Le sachet individuel libère quelques particules à l'ouverture.

Lingettes en tube

Deux types de tubes sont disponibles, un haut grade de lingette 42g/m² en polyester/cellulose ou un 22g/m² en tissu non tissé dans un tube refermable. Chaque tube est emballé en double sac et irradié gamma. Les tubes contiennent respectivement 100 ou 200 lingettes.

Validation

Fabriquées par une société certifiée aux normes EN ISO 9001 2008, EN ISO 13485 2003 et conformément à la directive européenne 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux.

Certificats d'analyse et d'irradiation disponible pour chaque lot.

Date limite d'utilisation 2 ans.

2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com
E-mail : sterigene@sterigene.com



STERIGENE

Ingénierie des procédés propres et stériles

Codes Product

CODE	ANCIEN CODE	LANGUES SUR L'ETIQUETTE	DESCRIPTION	QUALITE D'EAU	STERILE / FILTRE	TAILLE	UNITE DE VENTE
3079160	3035880	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 Ethanol dénaturé	DI	Stérile	15 lingettes	20 x 15 lingettes
3079180	3036120	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 Ethanol dénaturé	DI	Stérile	20 lingettes	10 x 20 lingettes
3079190	3036010	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 Ethanol dénaturé	DI	Stérile	100 lingettes	15 x 100 lingettes
3079200	3035990	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 Ethanol dénaturé	DI	Stérile	200 lingettes	15 x 200 lingettes
3079210	3035970	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 Ethanol dénaturé	DI	Stérile	15 lingettes	20 x 15 lingettes

CODE	ANCIEN CODE	LANGUES SUR L'ETIQUETTE	DESCRIPTION	QUALITE D'EAU	STERILE / FILTRE	TAILLE	UNITE DE VENTE
3079330	3035540	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	15 lingettes	20 x 15 lingettes
3079350	3036110	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	20 lingettes	10 x 20 lingettes
3079360	3036000	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	100 lingettes	15 x 100 lingettes
3079370	3035980	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	200 lingettes	15 x 200 lingettes
3079380	3035960	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	15 lingettes	20 x 15 lingettes
3079390	3035550	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	15 lingettes	20 x 15 lingettes
3082530	3036040	DE	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	50 lingettes	10 x 50 lingettes
3079340	3036040	GB	Klerwipe 70/30 IPA	DI	Stérile	50 lingettes	10 x 50 lingettes

A utiliser avec sécurité, toujours lire les étiquettes des produits avant utilisation.

2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com
E-mail : sterigene@sterigene.com