



Vorderansicht / front View

Seitenansicht / side View

| Sandbad / sandbath Type / typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ST71, ST72, ST73, SD 7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 292 | 292 | 220 |
| ST81, ST82, ST83, SD 8 | 360 | 510 | 362 | 512 | 272 | 429 | 220 |
| ST91, ST92, ST93, SD 9 | 440 | 590 | 444 | 594 | 357 | 510 | 220 |

| | | | | | |
|---|------|--------|-------------------------|-----------------|------------|
| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung: | Blattzahl: |
| Datum | Name | gez.: | 24.06.2013 D.Gestigkeit | | |
| | | gepr.: | | | |
| Harry Gestigkeit GmbH www.Gestigkeit.de | | | | Zeichnungs-Nr.: | |