



Vorderansicht / front View

Seitenansicht / side View

Sandbad / sandbath Type / typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
ST71, ST72, ST73, SD 7	360	360	360	360	292	292	220
ST81, ST82, ST83, SD 8	360	510	362	512	272	429	220
ST91, ST92, ST93, SD 9	440	590	444	594	357	510	220

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	24.06.2013 D.Gestigkeit		
		gepr.:			Blatt-Nr.:
Harry Gestigkeit GmbH www.Gestigkeit.de				Zeichnungs-Nr.:	