

Operating Instructions

HA-TC Temperature adjustment set 11113857 For Halogen Moisture Analyzers

The adjustment set contains

- Adjustment disc with precision thermometer
- Accuracy certificate of thermometer
- Sample pan handler

Temperature adjustment

See operating instructions for Moisture Analyzers.

Bedienungsanleitung

HA-TC Temperatur-Justierset 11113857 für Halogen Moisture Analyzers

Das Justierset enthält

- Justierscheibe mit Präzisionsthermometer
- Genauigkeits-Zertifikat des Thermometers
- Probenschalenhalter

Temperaturjustierung

Siehe Bedienungsanleitung des Moisture Analyzers.

Mode d'emploi

HA-TC Set de réglage de température 11113857 pour Halogen Moisture Analyzers

Le set contient

- Disque de réglage du thermomètre de précision
- Certificat de précision du thermomètre
- Manipulateur du porte-échantillon

Réglage de température

Voir mode d'emploi du Moisture Analyzers.


P/N 11780419 B. © OHAUS Corporation 2012, all rights reserved

Printed in Switzerland 00042.31

OHAUS Corporation, 7 Campus Drive, Suite 310, Parsippany, NJ 07054 USA, Tel: +1 973 377 9000, Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide

www.ohaus.com





WORKS REPORT BASED ON EN 10204 - Paragraph 2.2
WERKZEUGNIS NACH EN 10204 - Ziffer 2.2
CERTIFICAT DE FABRICATION SELON EN 10204 - Chiffre 2.2

Customer :
Besteller : Mettler-Toledo AG, 8606 Greifensee, Schweiz
Client :

Customer's order No. : LA181065
Bestell-Nr. :
No de commande :
Date of order : 24.07.2000
Bestell-Datum :
Date de la commande :

Acknowledgement N° 39050
Auftragbestätigung Nr. :
No de confirmation :
Qty, Menge, Qté : 200 Stk.
Date of Acknowledgement : 28.07.2000
Datum Auftragsbestätigung :
Date de la confirmation :

Description / Beschreibung :	Bimetallthermometer
	Typ TTH046A/943
	Ausf./Execution
	Series/Serial-Nr. : 3206 - 3405
	Range
	Skala +40...+200°C
	Echelle
	Indicating error at
	Anzeigefehler +/2°C bei +100°C and/und/et +160°C
	Erreur d'affichage à
	acc./gemts/selon DIN 16 203 Kl. I

We hereby certify that the above mentioned goods have been manufactured with great care from best quality material in accordance with the most modern state of actual techniques. They also correspond to your order and to what was agreed in our acknowledgement of same.

Hiermit bescheinigen wir, dass obengenannte Ware unter Verwendung einwandfreier Werkstoffe mit grösster Sorgfalt nach dem anerkannten Stand der Technik gefertigt wurde, gemäss Ihrem Auftrag und unserer Auftragsbestätigung.

Nous certifions que la marchandise mentionnée ci-dessus a été fabriquée avec des matériaux de première qualité, selon des procédés techniques adéquats, conformément à votre commande et à notre confirmation de commande.

CH-1023 CRISSIER, 09.11.2000

TRIEBER S.A.
CH-1023 CRISSIER (Switzerland)