

**Zusammensetzung Trypsin 0,25 %ig in PBS, ohne Calcium  
und Magnesium**

<b>Baustein</b>	<b>Komponenten</b>	<b>P10-021100 mg/L</b>
<b>Anorganische Salze</b>	Kaliumchlorid	200
	Kaliumdihydrogenphosphat	200
	Natriumchlorid	8000
	<i>di</i> -Natriumhydrogenphosphat wfr.	1150
<b>Andere Komponenten</b>	EDTA-Na <sub>2</sub>	-----
	Trypsin	2500

DOMINIQUE DUTSCHER S&amp;P