

Zusammensetzung Trypsin 0,05/0,02 %ig in PBS, ohne Calcium und Magnesium

Baustein	Komponenten	P10-023100 mg/L
Anorganische Salze	Kaliumchlorid	200
	Kaliumdihydrogenphosphat	200
	Natriumchlorid	8000
	<i>di</i> -Natriumhydrogenphosphat wfr.	1150
Andere Komponenten	<i>EDTA-Na₂</i>	200
	<i>Trypsin</i>	500

DOMINIQUE DUTSCHER S&P