

Zusammensetzung Trypsin/EDTA (10X)
0,5/0,2 %ig in PBS, ohne Calcium und Magnesium

Baustein	Komponenten	P10-024100 mg/L
Anorganische Salze	Kaliumchlorid	200
	Kaliumdihydrogenphosphat	200
	Natriumchlorid	8000
	<i>di</i> -Natriumhydrogenphosphat wfr.	1150
Andere Komponenten	EDTA-Na ₂	2000
	Trypsin	5000

DOMINIQUE DUTSCHER S&P