

Désignation

- Réactif de détection pour western blot ecl start

Référence

- RPN3244

Unité de vente : 400ml x2



Description

- Réactif de détection de Western Blotting Amersham ECL start
- Réactif de détection par chimioluminescence de la famille de produits Amersham ECL recommandé pour l'analyse de confirmation et la détection de niveaux élevés à moyens de protéines endogènes.
- La longue durée du signal offre une flexibilité de conception d'essai et une détection robuste de grands ensembles expérimentaux.
- Produit un faible bruit de fond, quelle que soit la méthode de détection.
- La solution de travail est stable pendant 5 jours.
- Avec une durée de conservation de 18 mois à compter de la fabrication, le réactif de détection de Western Blotting Amersham ECL start est pratique pour ceux qui effectuent des Western blots peu fréquemment.

