

FICHE TECHNIQUE

Référence	003738
Désignation	Plaque de culture



Description :

- ✓ Plaque de culture cellulaire
- ✓ Stérilisé par irradiation gamma
- ✓ Non traité
- ✓ Fond plat
- ✓ Couverts non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- ✓ Codes alphanumériques individuels pour l'identification des puits
- ✓ Empreinte uniforme pour faciliter l'empilage
- ✓ Certifié non pyrogénique
- ✓ 24 puits
- ✓ Coloris : clair

Unité de vente :

100 Plaques
