

FICHE TECHNIQUE

Référence	005207
Désignation	Paire de cryogants premium cryokit400 waterproof 40 cm t.9



Description :

- ✓ Gants cryogéniques haut de gamme en tissu multicouche imperméable noir/bleu (240 g/m²)
- ✓ Isolation intérieure en polaire, gant très souple
- ✓ EPI Cat. III
- ✓ Protection, flexibilité et dextérité de -196 °C à +150 °C
- ✓ Coloris bleu et noir
- ✓ Longueur 40 cm
- ✓ Taille 9

Unité de vente :

1 Paire de gants
