

## Désignation

- Cryoboîte pp 133x133x52mm pour 100 microtubes

## Référence

- 010261

## Unité de vente

- 5

## Description

- Boîte de congélation PP pour 100 tubes - 133 x 133 x 52 cm
- Pour tubes de 1,5 et 2 ml ou cryotubes
- Autoclavable
- Avec couvercle à marquage alphanumérique utilisable de - 90 °C à 121 °C
- Coloris assortis : rose, vert clair, bleu pâle, jaune pâle, transparent
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable

