

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 010320                       |
| <b>Désignation</b> | Pointe à filtre<br>1 - 20 µl |



### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre sur portoir Cell Rack
- ✓ Matériau : pointe bi-composants : en polypropylène, partie haute en élastomère souple
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : oui à 1 - 5 et 10 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Etanchéité et précision optimale, pointe idéale pour le travail en pipette multicanaux
- ✓ Réduction de la fatigue musculaire de l'utilisateur
- ✓ Livré sur portoir CellRack

### Certificats

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases, ADN humain, inhibiteurs de PCR et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 1 - 20 µl
- ✓ Dimensions : (long x Ø entrée x Ø sortie) 45,38 x 6,38 x 0,38 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre