

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

014210CL




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	014210CL
Conditionnement	En rack à couvercle coiffant
Volume	20 µl
Graduation	non
Longueur	50,7 mm
Couleur	naturel
Filtre	oui
Low Retention	non
Stérilité	oui
Autoclavable	non



Unités :

960 pointes