

FICHE TECHNIQUE

Référence	016000
Désignation	Barrette PCR ABgene



Description :

- ✓ Microtubes PCR 0,2 ml Thermo-strip
- ✓ Exempt de RNase, DNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Sécables en tubes individuels
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Capuchon dôme

Couleurs disponibles :

Naturel	Bleu	Coloris assortis	Jaune	Rouge	Vert
016000	016000B	016000C	016000J	016000R	016000V

Unité de vente :

250 Barrettes de 8 tubes
