

FICHE TECHNIQUE

Référence	016000F
Désignation	Barrette de 8 microtubes



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Sécable en tubes individuels
- ✓ Parois fines
- ✓ Capuchon dôme : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- ✓ Coloris assortis : Naturel, Bleu, Jaune, Vert et Rose (50 de chaque)
- ✓ Exempt de RNase, DNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes

Unité de vente :

250 pièces
