

FICHE TECHNIQUE

Référence	016028IP
Désignation	Films adhésifs pour plaques PCR



Description :

- ✓ Film PCR adhésif pelable pour plaques à 384 puits et plaques à 96 puits
- ✓ Les films de plaques de PCR adhésifs Thermo Scientific constituent une méthode de fermeture étanche des plaques pour les applications de PCR. Les matériaux d'étanchéité haute intégrité offrent la meilleure protection contre l'évaporation pour une PCR très efficace.
- ✓ Caractéristiques des films adhésifs de plaques PCR Thermo Scientific
 - Transparents pour l'inspection des échantillons
 - L'adhésif résistant qui empêche l'évaporation pendant le cycle thermique ou le stockage des échantillons
 - Aucun résidu collant sur la plaque lorsque le film est décollé
 - Languettes d'extrémité pour pouvoir appliquer et détacher le film facilement
 - Recommandé pour une utilisation en conjonction avec un cycleur doté d'un couvercle à vis ou à clip
 - Plage de température : -20°C à 120°C

Unité de vente :

100 Films