

## Désignation

- PLAQUE PCR 96 PUIITS THERMO-FAST A JUPE NATUREL LETTRAGE NOIR AB-0800-L ABGENEx25

## Référence

- 016680

## Unité de vente

- 1



## Description

- Microplaque PCR
- Certifications/Conformité : Certifié sans RNase / DNase
- À utiliser avec (équipement) : Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
- Conditionnement : 25/plaque
- Vitesse de réaction : Profil bas
- Type de jupe : À jupe
- Volume de travail : 0,1 mL
- Code-barres : Aucun code-barres
- Couleur : Transparent, Transparent
- Matériau : Polypropylène
- Nbre de puits : 96
- Volume du puits : 0,2 mL

