

Désignation

- Milieu séparation lymphocytes 25 tubes de 50ml avec 15ml pancoll humain

Référence

- 016760F

Unité de vente : 2.5 ml



-
- Réduit les risques de contamination
 - Gain de temps
 - Stable 36 mois entre 2 et 20 °C
 - Conserver à l'abri de la lumière
 - Référence fournisseur : P04-60125
 - Conservation à : +2 °C (température ambiante)
 - Code SH : 38229000
 - Stérile : Oui
 - Densité : 1,077 g/ml
 - EDTA : sans EDTA
 - Teneur en endotoxines : non spécifiée
 - HEPES : sans HEPES
 - Liquide/Poudre : Liquide
 - Catégorie de produit : Solutions de séparation
 - Type de produit : Pancoll