

Désignation

- Plaques de stockage 96 puits 0.8ml bulk

Référence

- 017236

Unité de vente

50 Plaques



Description

- Plaques de traitement et de stockage d'échantillons en polypropylène à 96 puits
- Autoclavable
- PP à faible liaison
- Sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
- À utiliser avec : Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR et qPCR sample préparation
- À utiliser avec : Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
- FCR max.2000 x g
- Conditionnement En vrac
- Taille de la plaque : Norme ANSI/ SLAS
- Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour les procédures de diagnostic.
- Volume de travail 700 μ l
- Tableau 8 x 12
- Code-barres Personnalisable
- Couleur Naturel
- Prêt pour la PCR
- Matériau : Polypropylène
- Nbre de puits 96
- Gamme de produits Abgene
- Stérilité Salle blanche
- Traitement de surface : Non traité
- Volume du puits : 800 μ l
- Type de puits Rond

