




Distributeur acier pour masques chirurgicaux
Steel dispenser for surgical masks
Dispensador acero de mascarás quirúrgicas

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto



Référence/ Reference/ Referencia	957414
Matériau / Material / Material	Acier+Peinture
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	82159910
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629574149
Poids / Weight / Peso	0,73kg
Largeur / Width / Largo	235
Hauteur /Height / Altura	110
Profondeur / Depth / Profundidad	130
Conditionnement / Packaging / Condicionado	1
Consommables compatibles / Compatible products / Desechables compatibles	Masque chirurgicaux / Surgical mask / Mascarás quirúrgicas Notre ref / Our ref / Nuestra ref : 957609
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	1 boîte de 50 / 1 box of 50 / 1 caja de 50
Fournis avec / Supply with / Suministrado con	Vis et cheville / plugs and screw / tacos y tornillas

Informations colis / Parcel information / Informaciones sobre el paquetes

Poids / Weight / Peso	0.74
Largeur / Width / Largo	240
Hauteur /Height / Altura	130
Profondeur / Depth / Profundidad	150
Volume / Volume / Volumen	0,0047 m3

Jurine SARL
95 Rue de La Roche du Geai
42000 Saint-Etienne
e-mail : info@jurine.com