

## Désignation

- Thermomètre en verre bio - Temp protection PTFE

## Référence

- 022529

## Unité de vente

1 Thermomètre

## Description

- Sur tige émaillée jaune
- L'échelle imprimée bleue et l'indication de l'immersion au dos, sont complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques
- Dans les thermomètres à immersion partielle une ligne et une flèche indiquent le niveau d'immersion
- L'anneau de suspension triangulaire évite au thermomètre de rouler même sur les surfaces planes
- La colonne de liquide bleu face à la tige jaune, permet une exceptionnelle clarté de lecture
- Remplissage avec un liquide bleu organique, écologiquement sûr
- Les échelles sont adaptées pour couvrir les intervalles de température les plus utilisés, avec possibilité de subdivisions 0,1 °C et 0,2 °C
- Les emballages individuels très résistants et emboîtables en plastique recyclable, permettent un rangement facile des instruments
- Matériau Verre
- Dimensions Longueur : 305 mm
- Précision 2 °C
- Couleur Tige émaillée : jaune
- Echelle : -50 + 110 °C
- Division : 1 °C
- Immersion : totale
- Protection Teflon

